

ÓRTESE DE CORREÇÃO PARA JOANETES INDICAÇÕES

Para corrigir do joanete, aliviando as dores articulares.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Dedo grande sem mobilidade.
- Não utilizar sobre uma lesão cutânea.
- Pessoas que sofrem de arterite, diabetes, polinevrite, neuropatia dos membros inferiores ou úlceras varicosas, nunca utilizar o produto sobre uma ferida, vigiar o pé durante a utilização e em qualquer caso, pedir aconselhamento ao seu médico ou podologista.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO

- Em 1º lugar, deve verificar se o dedo grande se ainda tem mobilidade lateral.
- Não utilizar este produto durante a noite.
- A órtese pode ser usada indiferentemente no pé direito ou no pé esquerdo.
- Lavar antes da 1ª utilização.

COLOCAÇÃO :

- Colocar a parte da frente do pé no interior do dispositivo.
- De seguida, colocar o dedo grande na divisória superior, indicada para esse efeito.
- Coloque a patilha em silicone EPITHELIUM™ (a) atrás do joanete (b). *(Ver esquema 1)*

– AJUSTE:

- No primeiro dia, não tente endireitar o dedo grande do pé.
- Durante 10 dias, endireite progressivamente o dedo grande do pé, puxando o dispositivo para trás. *(Ver esquema 2)*

O dispositivo deve ser utilizado diariamente para obter a máxima eficácia.

CONSERVAÇÃO

- Lavar na máquina a 30°C, no interior do saco de lavagem fornecido para o efeito, ou lavar à mão (sem esfregar).
- Deixar secar naturalmente. Não passar a ferro.

COMPOSIÇÃO:

58% silicone, 42% de tecido em poliamida/elastano. Os materiais foram submetidos a todos os ensaios previstos e impostos pela ISO 10 993-1 relativa aos produtos que entram em contacto com a pele. Se ocorrer algum incidente com a utilização do produto deverá interromper imediatamente a sua utilização e informar a empresa MILLET Innovation.

A empresa "MILLET Innovation", não pode ser responsabilizada no caso de utilização que não esteja em conformidade com as recomendações do fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2011.

ÓRTESES CORRECTORA DEL HALLUX VALGUS

INDICACIONES

Corregir el hallux valgus relajando a su vez los dolores articulares.

CONTRAINDICACIONES

- Dedo gordo inmóvil.
- No lleve sobre una lesión cutánea.
- Personas que padecen de arteritis, diabetes, polineuritis, neuropatía de los miembros inferiores o úlceras varicosas: no usar nunca el producto sobre una herida, vigilar el pie durante su uso y pedir consejo a su médico o a su podólogo.

PRECAUCIONES DE USO

- Ante todo, comprobar que al manipular el dedo gordo, puede moverse lateralmente. En caso contrario, no usar este dispositivo.
- No utilice este producto por la noche.
- La ortesis puede ponerse tanto en el pie derecho como en el izquierdo.
- Lavar antes del primer uso.

– COLOCACIÓN :

- Pasar la parte anterior del pie por el collar.
- Encapuchar después el dedo gordo.
- Colocar la protección de EPITHELIUM™ (a) por detrás del juanete (b). *(Ver esquema 1)*

– AJUSTE:

- El primer día, no intente enderezar el dedo gordo del pie.
- Los 10 primeros días, enderezar progresivamente el dedo gordo estirando el dispositivo hacia atrás. *(Ver esquema 2)*

El dispositivo debe llevarse todos los días para obtener una máxima eficacia.

MANTENIMIENTO

- Lavar a máquina a 30°C en la red de lavado incluida o a mano (sin frotar).
- Dejar secar al aire libre. No planchar.

COMPOSICIÓN:

58% de silicona, 42% de tejido de poliamida/elastano. Los materiales de la rodillera se han sometido a todas las pruebas reglamentarias impuestas por la norma ISO 10 993-1, relativa a los productos que entran en contacto con la piel. Si a pesar de ello surge alguna molestia, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con MILLET Innovation.

MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. O francês é o idioma de referência. Marcação CE inicial: 2011.

FODBANDAGE TIL FEJLSTILLING AF STORETÅEN

VIKRNING

Holder storetåen i den rigtige position ved at give smertelindring.

KONTRAIKINDIKATIONER

- Stortåen er immobil.
- Må ikke bruges i tilfælde af hudlæsioner.
- For personer, som lider af arefrokalkning, diabetes, polyneuritis, neuropati i benene eller varikose sår: Anvend aldrig produktet direkte på et sår, og hold øje med foden, hvis du bruger produktet. Spørg din læge eller fodterapeut om rådgivning herom.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Først skal man kontrollere, at storetåen kan bevæge sig sidelæns, når man bevæger den. Hvis det ikke er tilfældet, må denne anordning ikke benyttes.
- Dette produkt må ikke anvendes om natten.
- Fodbåndagen kan bæres på både venstre og højre fod.
- Vask før første anvendelse.

– PÅLÆGNING :

- Sæt forfoden ind i bandagen.
- Dæk derefter stortåen til.
- Anbring EPITHELIUM™-polstringen (a) bag ved knysten (b). *(Se tegning 1)*

– JUSTERING:

- Prøv ikke at rette storetåleddet ud den første dag.
- I de næste 10 dage skal storetåleddet rettes ud mere og mere ved at trække anordningen bagud op ad foden. *(Se tegning 2)*

Anordningen skal bæres hver dag for at opnå en optimal effekt.

VEDLIGEHOLDELSE

- Vask i vaskemaskine ved 30°C i den medfølgende vaskepose eller i hånden (uden at gnide).
- Hæng op, og lad tørre. Må ikke stryges.

SAMMENSÆTNING:

58% silikon, 42% stof i polyamid/elastan. Materialerne har været genstand for alle påkrævede, lovbestemte tests ifølge standarden ISO 10 993-1 om produkter, som er i kontakt med huden. Hvis der trods indtræffe en hændelse, stands straks brugen af produktet og underret MILLET Innovation herom.

MILLET Innovation kan ikke drages til ansvar for en brug, som ikke er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger. Referencesproget er fransk. Oprindeligt CE-mærkning: 2011.

KORRIGERANDE ORTOS FÖR HALLUX VALGUS

ANVÄNDNING

Korrigera av hallux valgus och samtidigt mildra ledsmärtorna.

VARNINGSTEXT

- Stortån rör sig inte.
- Får inte användas på skadad hud.
- För personer som lider av arterit, diabetes, polynevit, neuropati i benen eller blödande äderbräck: använd aldrig produkten på ett sår, håll foten under uppsikt så länge produkten används och tveka inte att rådfråga en doktor eller fotspecialist om det skulle vara något.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Kontrollera först och främst om tån fortfarande kan röra sig sideläns när den manipuleras. Använd inte anordningen om detta inte är fallet.
- Använd inte denna produkt om natten.
- Ortosen passar både höger fot och vänster fot.
- Bör tvättas innan den första användningen.

– PLACERING :

- Trä bandet över fotens främre del.
- Trä därefter hättan över stortån.
- Placera EPITHELIUM™-dynan (a) bakom knölen (b). *(Se bild 1)*

– JUSTERING:

- Försök inte att rätta på stortån första dagen.
- I 10 dagar, rätta stegvis ut stortån genom att dra anordningen bakåt. *(Se bild 2)*

För optimal verkan, bör anordningen bäras dagligen.

UNDERHÅLL

- Tvätta i maskin vid 30°C i medföljande tvätt nät eller för hand (varsamt).
- Låt självtorka. Stryk ej.

SAMMANSÄTTNING:

58% silikon, 42% polyamid-/elastanväv.

Materialerna har genomgått alla tester som krävs i standarden ISO 10 993-1 för produkter som kommer i kontakt med huden. Om ett problem ändå skulle uppstå, bör du genast sluta använda produkten och underrätta företaget MILLET Innovation.

Företaget MILLET Innovation kan inte ställas till svars om tillverkarens användningsråd inte följs. Referensspråk är franska. Ursprungligt CE-märkning: 2011.

KORJAAVA ORTOOSI VAIVAISENLUULLE HOIDONAIHEET

Korjaa luun suurentumista ja helpottaa samalla nivelkipuja.

VASTA-AIHEET

- Isovarvas ei liiku.
- Älä käytä haavaisella tai vahingoittuneella iholla.
- Jos sairastat valtimotautia, diabetesta, monihermotulehdusta, alaraajojen neuropatiaa tai jos sinulla on laskimoperäisiä säärhaavoja, älä aseta tuotetta suoraan haavan päälle, tarkkaile jalkaa käytön aikana ja pyydä neuvoja lääkäritäsi tai jalkahoitajaltasi.

VAROTOIMENPITEET

- Varmista, että isovarvas voi liikkua sivulle päin, kun sitä käsitellään. Jos isovarvas ei liiku, älä käytä tätä tuotetta.
- Älä käytä tätä tuotetta yöllä.
- Ortoosia voidaan käyttää sekä oikeassa että vasemmassa jalassa.
- Pestävä ennen käyttöönottoa.

– ASETTAMINEN :

- Työnnä jalan kärkiosa aukosta.
- Aseta suojuis isovarpaan päälle.
- Aseta EPITHELIUM™-tyyny (a) kyhmy (b) taakse. *(katso kuva 1)*

– SÄÄTÖ:

- Älä yritä suoristaa isovarvasta ensimmäisenä päivänä.
- Suorista isovarvasta asteittaisesti 10 päivän ajan vetämällä välinettä taaksepäin. *(katso kuva 2)*

Tuotetta tulee käyttää päivittäin, jotta se olisi mahdollisimman tehokas.

HOITO

- Pese koneessa 30°C lämpötilassa mukana olevassa pesupussissa tai käsin (ei saa hangata).
- Anna kuivua luonnollisesti. Ei saa silittää.

KOOSTUMUS:

58% silikonia, 42% polyamidi-/elastaanikangasta.

Tuote on käynyt läpi kaikki testit normin ISO 10 993-1 mukaan, joka koskee tuotteita, jotka ovat suorassa ihokontaktissa. Jos tästä huolimatta ongelmia, käyttöön syytä lopettaa heti ja asiasta on ilmoitettava MILLET Innovation -yhtiölle.

MILLET Innovation ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden laiminlyönnistä. Ranskan on viittausta kieli. Alkuperäinen CE-merkintä: 2011.

ORTHÈSE CORRECTIVE DE L'HALLUX VALGUS INDICATIONS

Corriger l'hallux valgus tout en soulageant les douleurs articulaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Gros orteil non mobile.
- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynevrte, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit sur une plaie, surveillez le pied pendant l'utilisation et demander conseil à votre médecin ou à votre podologue.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant tout, vérifiez que le gros orteil peut encore bouger latéralement lorsqu'on le manipule. Si ce n'est pas le cas, ne pas utiliser ce dispositif.
- Ne pas utiliser ce produit durant la nuit.
- L'orthèse peut être portée indifféremment sur le pied droit ou le pied gauche.
- Laver avant la 1^{ère} utilisation.

– MISE EN PLACE :

- Passer l'avant-pied dans le bracelet.
- Encapuchonner ensuite le gros orteil.
- Placer la pastille en EPITHELIUM™ (a) en arrière de l'oignon (b). *(Voir schéma 1)*

– RÉGLAGE :

- Le premier jour, ne pas essayer de corriger le gros orteil.
- Pendant 10 jours, corriger progressivement le gros orteil en tirant le dispositif vers l'arrière. *(Voir schéma 2)*

Le dispositif doit être porté quotidiennement pour obtenir une efficacité optimale.

ENTRETIEN

- Laver en machine à 30°C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter).
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

COMPOSITION :



58 % silicone, 42 % tissu polyamide/élasthanne. Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2011.

Réf. 10448-M_03/2021



MILLET INNOVATION MILLET Innovation ZA Champgrand 26270 Llorio/Drôme-FRANCE contact@epitact.com www.epitact.com



CORRECTIVE ORTHOSIS FOR HALLUX VALGUS

INDICATIONS

To correct the hallux valgus while relieving articular pain.

CONTRAINDICATIONS

- Great toe that does not move.
- Do not use on a skin lesion.
- Persons suffering from arthritis, diabetes, polyneuropathy, neuropathy of the lower limbs or varicose ulcers: never use the product on a wound, monitor the feet during use and ask your doctor or chiropodist for advice.

PRECAUTIONS FOR USE

- First check that the great toe can still move laterally when manipulated. If it cannot, do not use this device.
- Do not use this product overnight.
- The orthosis can be used on either the right or the left foot.
- Wash before first use.

SET-UP :

- Insert the forefoot in the strap.
- Then put a hood on the great toe.
- Place the EPITHELIUM™ patch (a) behind the bunion (b). (See Diagram 1)

ADJUSTMENT:

- On the first day, do not try to straighten the great toe.
- Over 10 days, progressively straighten the great toe by pulling the device backwards. (See Diagram 2)

The device should be worn daily for maximum efficiency.

CARE

- Machine-wash at 30°C in the washing bag supplied or wash by hand (without rubbing).
- Leave to air-dry. Do not iron.

COMPOSITION: 58% silicone, 42% polyamide/elastane fabric.

The materials used have passed all the regulatory tests required by ISO standard 10993-1 relating to products that come into contact with the skin. If an incident occurs, stop using the product immediately and inform MILLET Innovation.

Millet Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations. French is the reference language. CE initial marking: 2011.

CORRECTIEVE ORTHESE VOOR DE HALLUX VALGUS

INDICATIES

De hallux valgus corrigeren en de gewrichtspijnen verlichten.

CONTRA-INDICATIES

- Onbeweegbare grote teen.
- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Personen die lijden aan arteritis, diabetes, polyneuropathie, neuropathie van de onderste ledematen of een open been: dit product nooit op een wond gebruiken, de voet in de gaten houden tijdens gebruik en advies vragen aan uw arts of podoloog.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Va eerst na of de grote teen nog met de hand zijwaarts bewegen kan worden. Als dat niet het geval is, deze correctieve orthese niet gebruiken.
- Gebruik dit product niet 's nachts.
- De orthese kan zowel aan de linker- als de rechtervoet gedragen worden.
- Wassen vóór 1ste gebruik.

AANBRENGEN :

- Schuif de middenvoet in de voetband.
- Doe vervolgens het kapje over de grote teen.
- Het EPITHELIUM-vlak™ (a) moet achter de knobbel (b) geplaatst worden. (Zie afbeelding 1)

AANPASSEN:

- Probeer de eerste dag niet de grote teen te corrigeren.
- Breng gedurende 10 dagen, de grote teen steeds verder terug naar de juiste stand door de orthese naar achteren te trekken. (Zie afbeelding 2)

Voor een optimaal resultaat moet de orthese iedere dag gedragen worden.

ONDERHOUD

- Wasbaar in de wasmachine op 30°C in de bijgeleverde waszak of met de hand wassen (niet schrobben).
- Op natuurlijke wijze laten drogen. Niet strijken.

SAMENSTELLING: 58% silicone, 42% polyamide/elasthaan.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10993-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen.

MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruiksdvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2011.

FLEXIBLE KORREKTURBANDAGE HALLUX VALGUS

INDIKATION

Korrektur eines Hallux valgus und gleichzeitige Linderung der Gelenkschmerzen.

GEGENANZEIGEN

- Unbeweglicher großer Zeh.
- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Personen mit Arteritis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathien der unteren Extremitäten oder Veneninsuffizienz leiden: Das Produkt darf niemals auf einer offenen Wunde getragen werden. Der Fuß muss während der Anwendung beobachtet werden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihren Podologen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vergewissern Sie sich zunächst, dass sich der große Zeh noch seitlich bewegen lässt. Wenn dies nicht der Fall ist, darf diese Korrekturbandage nicht verwendet werden.
- Dieses Produkt nicht während der Nacht verwenden.
- Die Korrekturbandage kann gleichermaßen am linken oder rechten Fuß getragen werden.
- Vor der ersten Anwendung waschen.

ANLEGEN :

- Vorderfuß in das Band schieben.
- Anschließend die Kappe über den grossen Zeh ziehen.
- EPITHELIUM-Polster™ (a) hinter dem Hallux platzieren (b). (Siehe Abbildung 1)

EINSTELLUNG:

- Am ersten Tag nicht versuchen, den großen Zeh geradezubiegen.
- Den großen Zeh 10 Tage lang allmählich richten. Dazu die Korrekturbandage nach hinten ziehen. (Siehe Abbildung 2)

Um eine optimale Wirksamkeit zu erzielen, muss die Korrekturbandage täglich getragen werden.

REINIGUNG

- In der Waschmaschine bei 30°C in dem mitgelieferten Waschenetz oder von Hand waschen (nicht reiben).
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSETZUNG: 58% Silikon, 42% Polyamid/Elasthan.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2011.

ORTESI CORRETTIVA DELL'ALLUCE VALGO

INDICAZIONI

Correggere dell'alluce valgo dando al contempo sollievo ai dolori articolari.

CONTROINDICAZIONI

- Alluce non mobile.
- Non utilizzare su una lesione cutanea.
- Per le persone che soffrono di arterite, diabete, polinevrite, neuropatia degli arti inferiori o ulcere varicose: non utilizzare mai il prodotto su una ferita, controllare il piede durante l'utilizzo del prodotto e chiedere consiglio al proprio medico o podologo.

MISURE PRECAUZIONALI

- Verificare innanzitutto che l'alluce possa ancora muoversi lateralmente quando lo si tocca. In caso contrario, non utilizzare questo dispositivo.
- Non utilizzare il prodotto durante la notte.
- L'ortesi può essere indossata indifferente sul piede destro o sinistro.
- Lavare prima del primo utilizzo.

POSIZIONAMENTO :

- Passare l'avampiede nella fascia di contenimento.
- In seguito incappucciare.
- Posizionare la pastiglia di EPITHELIUM™ (a) dietro la cipolla (b). (vedi schema 1)

REGOLAZIONE:

- Il primo giorno, non cercare di raddrizzare l'alluce.
- Per 10 giorni, raddrizzare progressivamente l'alluce tirando indietro il dispositivo. (vedi schema 2)

Il dispositivo va portato quotidianamente per raggiungere l'efficacia massima.

MANUTENZIONE

- Lavare in lavatrice a 30°C nella retina di lavaggio in dotazione, o a mano (senza sfregare).
- Lasciare asciugare naturalmente. Non stirare.

COMPOSIZIONE: 58% silicone, 42% poliammide/elastan.

I materiali sono stati sottoposti a tutti i test regolamentari imposti dalla norma ISO 10993-1 relativa ai prodotti che entrano in contatto con la pelle. Si dovesse verificare un problema, conviene interrompere immediatamente l'utilizzo e informare la società MILLET Innovation. La società MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante. Il francese è la lingua di riferimento. Marcatura CE originale: 2011.

ORTOSE TIL KORRIGERING AV HALLUX VALGUS

INDIKASJONER

Korrigerer hallux valgus og lindrer leddsmerter.

KONTRAINDIKASJONER

- Stiv stortå.
- Må ikke brukes på lesjoner i huden.
- For personer som lider av arteritt, diabetes, polynevritt, nevropati i underekstremitetene eller varikøse sår: Produktet skal aldri brukes på sår, hold tilsyn med foten i løpet av bruken og be legen eller fotterapeuten din om råd.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

- Først av alt må du sjekke at du kan bevege stortåen til sidene med hånden. Hvis dette ikke er mulig, må du ikke bruke denne anordningen.
- Dette produktet skal ikke brukes om natten.
- Ortosen kan brukes både på høyre og venstre fot.
- Må vaskes før bruk.
- PLASSERING :

- Sett forfoten i bindet.
- Tildekk så stortåen.
- Plasser EPITHELIUM™ -brikken (a) på baksiden av stortåleddet (b). (Se skjema 1)

INNSTILLING:

- Første dag må du ikke prøve å rette opp stortåa.
- I løpet av 10 dager, retter du stortåa opp litt etter litt ved å dra anordningen bakover. (Se skjema 2)

Det anbefales å bruke anordningen daglig for å oppnå optimal effekt.

VEDLIKEHOLD

- Maskinvaskes på 30°C i vaskeposen som følger med eller for hånd (uten å gni).
- Lufttørkes. Skal ikke strykes.

SAMMENSETNING: 58% silikon, 42% stoff av polyamid/elastan.

Materialeene har vært gjenstand for alle reglementære tester i henhold til ISO-standardene ISO 10993-1 som gjelder for produkter som vil komme i kontakt med huden. Dersom det likevel skulle oppstå et problem, slutt umiddelbart å bruke produktet og meld fra til selskapet MILLET Innovation. Firmaet MILLET Innovation kan ikke holdes ansvarlig for bruk som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger. Fransk er referansespråket. Opprinnelig EU-merking: 2011.

ΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΛΑΪΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διορθώστε το hallux valgus ανακουφίζοντας παράλληλα τον πόνο αρθρικός.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Το μεγάλο δάκτυλο στερείται κινητικότητας.
- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλοιώσεων στο δέρμα.
- Περιπτώσεις ατόμων που πάσχουν από αρτηρίτιδα, διαβήτη, πολυνευρίτιδα, νευροπάθεια των κάτω άκρων ή κιρσώδη έλκη: Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν επάνω σε δερματικές πληγές, να παρακολουθείτε το πόδι κατά τη χρήση και να συμβουλευέστε τον ιατρό ή τον ποδίατρό σας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Πρώτα από όλα, βεβαιωθείτε ότι το μεγάλο δάκτυλο μπορεί ακόμα να κινείται προς τα πλάγια, όταν το χειρίζεστε. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, μη χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Το ορθωτικό προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί εξίσου στο δεξί ή το αριστερό πόδι.
- Να πλυθεί πριν από την 1η χρήση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

- Πιέστε το πρόσθιο τμήμα του ποδιού μέσα από το στρογγυλό άνοιγμα.
- Στη συνέχεια, καλύψτε το μεγάλο δάκτυλο.
- Τοποθετήστε το δισκοειδές τμήμα με EPITHELIUM™ (a) στο πίσω μέρος του "κοτσιού" (b). (βλ. εικόνα 1)

ΡΥΘΜΙΣΗ:

- Την πρώτη ημέρα, μην επιχειρήσετε να ευθείσετε και πάλι το μεγάλο δάκτυλο.
- Μέσα σε 10 ημέρες, να ευθείσετε προοδευτικά το μεγάλο δάκτυλο, τραβώντας το προϊόν προς τα πίσω. (βλ. εικόνα 2)

Προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, το προϊόν πρέπει να φοριέται καθημερινά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C, μέσα στο δίκτυ πλυσίματος που παρέχεται, ή στο χέρι (χωρίς τρίψιμο).
- Αφήστε το να στεγνώσει ελεύθερα. Μην σιδερώνετε.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 58% σιλικόνη, 42% ύφασμα πολυαμιδίου/ελαστίνης.

Τα υλικά έχουν υποβληθεί σε όλες τις κανονιστικές δοκιμές που επιβάλλονται από το πρότυπο ISO 10993-1 σχετικά με τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Ωστόσο, σε περίπτωση περιστατικού θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση, και να καί να ενημερώσετε την MILLET Innovation. Η εταιρεία MILLET Innovation δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο αντίθετο προς τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η γλώσσα αναφοράς είναι η γαλλική. Αρχική

